




просто змішайте атмосферне повітря та стислий кисень

Система назальної високопоточної оксигенотерапії MaxVenturi

система із стартовим набором для 20 пацієнтів




Високопоточна назальна канюля VEOFLO® з адаптером



032-10-170	Розмір маленький/ OD 4 мм
032-10-171	Розмір середній/ OD 5 мм
032-10-172	Розмір великий/ OD 6 мм
032-10-175	Для трахеостоми

Дорослий гофрований контур 22 мм з лінією обігріву для високопоточної оксигенотерапії HFOT



038-31-402	Гофрований 1,6 м + шланг 0,5 м Автокамера зволожувача Прямий з'єднувач
------------	--